

Compact mini



Kleine,
mobile
Sauerstoff-
Versorgung

Das Besondere an Compact mini ist der speziell entwickelte Zylinderkopf, der bereits alle notwendigen Armaturen für die medizinische Sauerstoff-Versorgung enthält. Der Kopf zeichnet sich durch seine sehr gute Funktionalität und Übersichtlichkeit aus. Dies bedeutet für Ärzte, Klinikpersonal und Rettungsdienste mehr Sicherheit, einfache Handhabung und nicht zuletzt eine höhere Wirtschaftlichkeit.

Einfach, sicher, wirtschaftlich!

Compact mini



Einfach

In dem anwenderfreundlichen Zylinderkopf sind alle erforderlichen Armaturen übersichtlich integriert. Weitere praktische Details: Ein Tragegriff erleichtert den Transport der leichten Aluminium-Flaschen, eine Aufhängevorrichtung bietet eine sichere Fixierung von Compact mini am Einsatzort, wie z. B. am Patientenbett. Der integrierte Fuß bietet diesem 2-Liter-System mit 400 l Gasinhalt optimale Standsicherheit.



Sicher

Die spezielle Konstruktion des Kopfes schützt Armaturen und Anschlüsse; darüber hinaus verhindert er ein Wegrollen des Gaszylinders. Unfallgefahren wird so gezielt vorgebeugt. Im Kontrollfenster des Zylinderkopfes ist auf einen Blick erkennbar, ob das Ventil offen oder geschlossen ist. Das ergonomische Ventil lässt sich leicht durch eine Vierteldrehung öffnen. Der Druckanzeiger zeigt auch bei geschlossenem Ventil den noch vorhandenen Sauerstoffvorrat an. Der Sauerstoff lässt sich stets kontrolliert und exakt dosiert entnehmen.



Wirtschaftlich

Durch das ergonomische Ventil mit integriertem Druckminderer ist das System ohne Werkzeug sofort einsatzbereit. Zwei Anschlüsse erlauben die gleichzeitige Sauerstoffentnahme z. B. für ein Beatmungsgerät und eine Atemmaske. Die erforderliche Sauerstoffmenge ist über den Dosierregler von 0-15 l/min. im Zylinderkopf exakt steuerbar, so dass der Inhalt effizient genutzt werden kann. Die einfache Handhabung optimiert Arbeitsprozesse im medizinischen Alltag. Compact mini ist ein zugelassenes aktives Medizinprodukt nach der EG-Richtlinie (93/42/EWG) über Medizinprodukte.

So einfach können Sicherheit und Service sein!

Kontakt

AIR LIQUIDE Medical GmbH
Luise-Rainer-Straße 5
40235 Düsseldorf
Fon: 0211 6699-0
Fax: 0211 6699-4881
medizin@airliquide.de



124006 03.13